

Unser Maßstab ist der Mensch. Von Anfang an!  
**Geeichte Komfort-Babywaagen**



M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet

**ADE**

## Geeichter Wiegekomfort für Frühchen, Babys und Kleinkinder – auch mit Längenmesssystem.

Wir hören und sehen sehr genau hin, wenn es um die Bedürfnisse der kleinsten Patienten und der Anwender unserer Waagen geht. So können wir die Praxiserfahrungen von Ärzten und Pflegepersonal, aber auch von Eltern an unsere Produktdesigner und wiegetechnischen Ingenieure weitergeben.

Das Ergebnis verbindet durchdachte Funktionen mit einer stabilen, sicheren und kindgerechten Bauweise: Präzise, zuverlässige und anwenderfreundliche Säuglings- und Kleinkindwaagen für den Einsatz in Praxen und Entbindungsstationen, Kinderkliniken und Intensivstationen.



M118000



M118000 /-01



Die Waage im Video: Bitte hier klicken!

# Im Fokus: **In der Praxis erprobt**

**ZERO  
TARA**

## **AUTOMATISCHE NULLSTELLUNG**

Ohne weiteres Zutun vom Anwender findet die Waage bei jedem Anschalten selbstständig den Nullpunkt und ist sofort bereit zum Wiegen.

## **TARA**

Praktisch um zusätzliche Gewichte und Gegenstände wie eine Windel oder ein Deckchen automatisch vom Wiegeergebnis abzuziehen.

**HOLD**

## **NACHWIEGE-FUNKTION**

Zweit- oder Kontrollwiegungen auf Knopfdruck, ohne das Kind von der Waage heben zu müssen.

## **AUTO-HOLD-FUNKTION**

Die Anzeige des Gewichts wird gehalten, während sich der Behandler um das Kind kümmern und anschließend in Ruhe den Wert notieren kann.



## **BATTERIESTANDSANZEIGE**

Die Anzeige des Ladestandes sorgt für rechtzeitigen Batteriewechsel und so für verlässliches Wiegen.

**ON  
OFF**

## **AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG**

Mit ihrer Abschaltautomatik spart die Waage Energie für unnötige Standzeiten ganz von selbst.

M118000 / -01

Der Gesundheit verpflichtet

**ADE**



# Durchdachte Funktionen



## ZWEIBEREICHSWAAGE


Bis 20 kg Höchstlast ermitteln diese Modelle präzise Gewichtsangaben – bis 10 kg mit einer extrem feinen Teilung von 5 g, über 10 kg mit einer Teilung von 10 g.

## SPARSAM & MOBIL

Die Waagen bieten ihren vollen Funktionsumfang nicht nur im Netzbetrieb, sondern auch im mobilen Batteriebetrieb. Ihre 4 Batterien (AA) versorgen die Waage für 4.000 Wägungen inkl. Ein- und Ausschalten mit Strom.

## BENUTZEREINSTELLUNGEN

Umfangreiche Auswahl von individuellen Starteinstellungen wie Abschaltzeiten, Ein- oder Ausschalten von Funktionen (z. B. Auto-Hold).

M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**


# Die technischen Details

- Höchstlast 20 kg
- Teilung 5 g < 10 kg > 10 g
- Beleuchtetes Display
- Automatische Nullstellung
- Tara-Funktion
- Hold- und Auto-Hold-Funktion
- Batteriestandanzeige
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb (4 x AA Batterien inkl.)

- Netzbetrieb (230V) optional
- User-Serviceprogramm
- Internes Justage-Programm zur schnellen Nacheichung

## Modell M118000-01

- Integrierte Längenmessung

M118000 / -01 



# Das Display

- Hinterleuchtetes LCD-Display zum Ablesen in abgedunkelter Umgebung
- Große kontraststarke Anzeige
- Robuste Folientastatur, Schutzart IP20
- Intuitive Bedienung über Soft-Touch-Tasten



M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

# ADE M118000



GERUNDETER KORPUS  
ohne spitze Ecken oder  
scharfe Kanten



LEICHTES EIGENGEWICHT  
von 3,2 kg

**GROSSZÜGIGE WIEGEFLÄCHE**  
mit sanft geformter Mulde für  
ein geborgenes Gefühl

ADE M118000 



WIEGEN VON BABYS  
ODER KLEINKINDERN  
im Liegen oder Sitzen

STÖRUNGSFREIES WIEGEN  
auch beim Festhalten am  
Rand der Wiegemulde

SPALTFREIE WIEGEFLÄCHE  
für eine leichte Reinigung

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**



**ADE M118000-01**   
mit integrierter Längenmessfunktion

**FREIE POSITION  
DES KINDES**  
auf der Wiegefläche



**ZWEI MESSARME**  
für eine simultane  
Größenanzeige

ADE M118000-01 

AUTARKE AUSRICHTUNG  
beider Messarme



EINFACHES UMSCHALTEN  
zwischen Wiegeergebnis  
und Größenanzeige



Messbereich von 400 bis 800 mm Länge

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

# Kleine Menschen. Große Aufgaben.

Ihre Bedürfnisse und Sicherheit stehen bei der Behandlung und Pflege von Säuglingen im Vordergrund. Damit sich Babys in ungewohnten Situationen, wie zum Beispiel beim Wiegen und Messen, entspannen können, braucht es eine vertrauensvolle Umgebung.

Darum legen wir bei unseren Waagen Wert auf hochwertige Materialien, eine angenehme Formgebung, Stabilität und ein ebenso schnelles wie einfaches Handling.



M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

# Unser Qualitätsversprechen

Wir bieten unseren Kunden Qualität auf höchstem Niveau. Darum betreibt die ADE Germany GmbH ein integriertes Qualitätsmanagementsystem, welches gemäß obgender Normen durch die TÜV NORD CERT GmbH zertifiziert wurde:

- DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- DIN EN ISO 13485 Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte



Innerhalb der EU müssen Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt und zur Bestimmung der Masse in Ausübung der Heilkunde den Richtlinien 93/42/EWG über Medizinprodukte und 2014/31/EU betreffend der Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt entsprechen.



# Beratung und Kontakt

+ 49 40 432 776-0  
[medical@ade-germany.de](mailto:medical@ade-germany.de)

ADE Germany GmbH  
Neuer Höltigbaum 15  
D-22143 Hamburg – Germany  
[ade-germany.de](http://ade-germany.de)

M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**