

Fahrbare Waagen



Flexible Indikatorhalterung für beidseitiges Ablesen

Mobile Wägestation – Modell MWSK-200+FF

- Edelstahl-Fahrwagen mit vier Lenkrollen, zwei davon mit Totalfeststellung, Ø 75 mm
- Räder mit Kugellager und superleiser Bereifung (TPE) mit geringem Rollwiderstand und leichter Manövrierfähigkeit
- Universelle Nutzung des Fahrwagens, z. B. ohne Wägebrücke
- Verstellbare Anschläge zur Montage verschiedener Wiegeplattformen
- Abnehmbare Wiegefläche aus rostfreiem Edelstahl
- Lackiertes Unterwerk in robuster Ausführung
- Komplett montierte Wägebrücke mit Digitalanzeige im Aluminiumgehäuse mit großem LCD –Display, Ziffernhöhe 23 mm, mit Hintergrundbeleuchtung
- Display dank umsetzbarer Indikatorhalterung von Vorder- und Rückseite ablesbar
- Wiegen, Trieren, Hold
- Abwischbare Folientastatur
- Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) und Akkubetrieb (inkl. Netzteil und Akku)
- Abschaltautomatik

Technische Daten	
Modell	MWSK200+FF
Art. Nr.	2137-200
Höchstlast	200 kg
Zifferschritt	50 g
Wiegefläche (BxT)	500 x 500 mm
Abmessungen (BxTxH)	555 x 695 x 1.150 mm
Eigengewicht	17 kg

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.