

PRODUKTINFORMATION

ADE

Klasse III, geeichte Medizinische
Waagen
Elektronische Personenwaagen



Optional:
Passende Tragetasche MZ10062

Geeichte elektronische Personenwaage

M320000
M320000S

- Perfekt für den Einsatz in Krankenhäusern und Kliniken
- Dank extra breiter Wiegefläche und einer Höchstlast von 250kg auch für gewichtige Patienten geeignet
- Großes LCD-Display mit Perspektivenwechsel der Displayanzeige auf Knopfdruck (Patienten- und Arztperspektive)
- Wiegen, Trieren, Hold, BMI
- Mutter-Kind-Funktion ermöglicht das Wiegen eines Kindes in den Armen eines Elternteils
- Automatische Nullstellung
- Batteriebetrieb (4xAA inklusive)
- Als Single-Range (Modell -S) und Dual-Range-Waage

Optional:

- Netzteil für Netzbetrieb (Art. Nr. H2870-006)
- Passende Tragetasche MZ10062

Technische Daten

Modell	M320000	M320000S
Höchstlast	250 kg	250 kg
Zifferschritt	50g < 50 kg > 100 g	100 g
Abmessung		380 x 305 x 44 mm
Eigengewicht		4,0 kg
Wiegefläche		380 x 305 mm