

PRODUKTINFORMATION

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen
Elektronische Rollstuhl- und Multifunktionswaagen



Optional: Zweite Auf-
und Abfahrrampe
MZ30010

M500020-C

Elektronische Trageliegenwaage

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
 - Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
 - Automatische Nullstellung und Funktionstest
 - Wiegen, Trieren und Hold-Funktion
 - Vortara mit 10 Speicherplätzen (z. B. für verschiedene Transportliegen und Krankentragen)
 - Body Mass Index (BMI)
 - Datenschnittstelle RS232 für Drucker- und PC-Anschluss
 - Hochkant lagerbar
 - Zwei Transporträder und zwei Handgriffe für müheloses Verschieben
 - Abschaltautomatik
 - Netz- und Akkubetrieb
 - Inklusive einer Auf- und Abfahrrampe
- Option**
- Zweite Auf- und Abfahrrampe MZ30010

Technische Daten

Modell	M500020-C
Höchstlast	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Wiegefläche	1400 x 800 mm
Abmessungen. (mm)	1515 x 800 x 65
Eigengewicht	44 kg