

PRODUKTINFORMATION

ADE

Klasse III, geeichte Medizinische
Waagen
Elektronische Personenwaagen



Optional mit
Längenmessstab MZ10023-1



Detail:
Anzeige- und Bedieneinheit

Geeichte elektronische Säulenwaagen

M320000-01
M320000-01S

- Perfekt für den Einsatz in Krankenhäusern und Kliniken
- Extra breite, flache und rutschfeste Wiegefläche mit einer Höchstlast von 250kg auch für gewichtige Patienten geeignet
- Integrierte Transportrollen für müheloses Verschieben
- Großes LCD-Display mit Perspektivenwechsel der Displayanzeige auf Knopfdruck (Patienten- und Arztperspektive)
- Wiegen, Tarieren, Hold, BMI
- Mutter-Kind-Funktion ermöglicht das Wiegen eines Kindes in den Armen eines Elternteils
- Automatische Nullstellung
- Netz- und Batteriebetrieb (Netzteil und 4xAA inklusive)
- Als Single-Range (Modell -S) und Dual-Range-Waage

Optional:

- Längenmessstab MZ10023-1, Längen-Messbereich 890-2100 mm (Nachrüstung durch Anwender möglich)

Technische Daten

Modell	M320000-01	M320000-01S
Höchstlast	250 kg	250 kg
Ziffernschritt	50g < 50 kg > 100 g	100 g
Abmessung	350 x 450 x 920 mm	
Eigengewicht	7,7 kg	
Wiegefläche	350 x 450 mm	