

PRODUKTINFORMATION

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen
Elektronische Plattformwaagen



M301020-01

Haltestützenwaage

- Solides Stützgeländer für einfaches Betreten und hohe Sicherheit während des Wiegens
- Rollen zum leichten Transport
- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen
- Body Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- Datenschnittstelle RS 232 für Drucker- und PC-Anschluss

Ideal für Krankenhäuser,
Reha-Kliniken und Pflegeheime

Technische Daten

Höchstlast	300 kg
Zifferschrift	100 g
Abmessung	600 x 600 x 1.145 mm
Eigengewicht	ca. 24 kg
Wiegefläche	600 x 600 mm