

# PRODUKTINFORMATION



Klasse III, geeichte Medizinische  
Waagen  
Elektronische Babywaagen



M118000-01

## Geeichte Babywaage mit digitaler Größenmessung

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für leichtes Ablesen auch in dunkler Umgebung
- Sanft gewölbte und großzügige Wiegeschale
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Einfache Bedienung durch vier gekennzeichnete Soft-Touch-Tasten
- Tara- und Hold- (Auto-Hold) Funktion
- Digitale Größenmessung, Längenmessbereich 400-800mm, Teilung 1mm
- Netz und Batteriebetrieb (4x AA)
- Anzeige für niedrigen Batteriestand

### Technische Daten

Modell	M118000-01
Höchstlast	20 kg
Zifferschritt	5g<10kg>10g
Abmessung	600 x 350 x 135 mm
Eigengewicht	3,4 kg
Wiegefläche	600 x 280 x 90 mm