

PRODUKTINFORMATION

ADE

Klasse III, geeichte Medizinische
Waagen
Elektronische Personenwaagen



Detail:
Anzeige- und Bedieneinheit

Geeichte elektronische Personenwaage mit kurzer Säule

M320000-02
M320000-02S

- Perfekt für den Einsatz in Krankenhäusern und Kliniken
- Extra breite, flache und rutschfeste Wiegefläche mit einer Höchstlast von 250kg auch für gewichtige Patienten geeignet
- Integrierte Transportrollen für müheloses Verschieben
- Großes LCD-Display mit Perspektivenwechsel der Displayanzeige auf Knopfdruck (Patienten- und Arztperspektive)
- Wiegen, Trieren, Hold, BMI
- Mutter-Kind-Funktion ermöglicht das Wiegen eines Kindes in den Armen eines Elternteils
- Automatische Nullstellung
- Netz- und Batteriebetrieb (Netzteil und 4xAA inklusive)
- Als Single-Range (Modell -S) und Dual-Range-Waage

Technische Daten

| Modell | M320000-02 | M320000-02S |
|---------------|---------------------|-------------|
| Höchstlast | 250 kg | 250 kg |
| Zifferschritt | 50g < 50 kg > 100 g | 100 g |
| Abmessung | 350 x 450 x 270 mm | |
| Eigengewicht | 7 kg | |
| Wiegefläche | 350 x 450 mm | |