

PRODUKTINFORMATION

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen
Elektronische Stuhlwaagen



M403020

Stuhlwaage

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen
- Body Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- Druckfunktion und PC Anschluss über Datenschnittstelle RS 232
- Stabile Metall-Rahmenkonstruktion
- Angepasste Sitzhöhe speziell für ältere Patienten
- Große, klappbare Fußstützen
- 4 Lenkräder, davon 2 mit Feststellbremse

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Höchstlast | 250 kg |
| Zifferschritt | 100 g |
| Abmessung | 600 x 850 x 960 mm |
| Eigengewicht | 22 kg |