

PRODUKTINFORMATION

Klasse III, geeichte Medizinische
Waagen
Elektronische Bettenwaagen



Bettenwaage

- Zur Ermittlung von Gewichtsveränderungen bettlägeriger Patienten
- Zur Ermittlung des Patientengewichts ist es unerlässlich, die Waage vor Wiegung des Patienten in Betrieb zu nehmen und das Bett auszutarieren
- Großes LCD-Display, 25 mm
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Body Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- Steckbare Verbindung für Wägezellen-Anschlusskabel
- Datenschnittstelle RS 232 für Drucker- und PC-Anschluss

Zwei unabhängige Wägebrücken mit
Auffahrampen

Technische Daten

Höchstlast	500 kg
Patientengewicht	max. 300 kg
Bettengewicht	Max. 199,9 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessung	1.000 x 450 x 90 mm
Eigengewicht	je Rampe 29 kg

M601020