

# PRODUKTINFORMATION

## Paramedizinische Waagen Elektronische Babywaagen



Mit Tragetuch MZ111600-002



Option:  
Wiegehose MZ10018-1



Option:  
Tragetasche MZ111600-003 und  
Tragetuch MZ111600-002

## Baby-Hängewaage

# M111600-01

- Kompakte und zweckmäßige Baby-Hängewaage aus Stahl mit extra großem Haltegriff
- Mit extra großem Haltegriff und verchromten S-Haken
- Großes LCD-Display, 15 mm hoch
- Wiegen, Trieren, Hold
- Automatische Nullstellung
- Unit-Funktion (kg / lbs umschaltbar)
- Temperaturmessfunktion
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriestandsanzeige
- Batteriebetrieb (2x CR2032)

### Optionen:

- Tragetasche MZ111600-003
- Tragetuch MZ111600-002
- Wiegehose MZ10018-1

### Technische Daten

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Höchstlast       | 20 kg            |
| Ziffernschritt   | 20 g             |
| Abmessung        | 55 x 22 x 100 mm |
| Abm. inkl. Griff | 55 x 22 x 250 mm |
| Eigengewicht     | 200 g            |