



Mit Tragetasche MZ10060

Babywaage

M112600

- Elektronische Babywaage mit großflächiger Wiegeschale
- Deutlich ablesbares Display mit 30mm hohen Ziffern
- Einfache 3-Tasten-Bedienung
- Wiegen, Trieren, Auto-Hold
- Unit-Funktion (kg/lbs umschaltbar)
- Batteriestandsanzeige
- Automatische Abschaltung
- Netz- und Batteriebetrieb (6x AA)

Option

- Tragetasche MZ10060

Technische Daten

Höchstlast	20 kg
Ziffersschritt	5 g
Abmessung	600 x 385 x 85 mm
Eigengewicht	2,6 kg
Wiegeschale	600 x 280 x 40 mm