

PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen
Elektronische Stuhlwaagen



M400660-01 – mit 4 Lenkrollen



Rückseite mit Anzeigergerät

M400660

Stuhlwaage

- Klappbare Arm- und Fußstützen für bequemes Ein- und Aussteigen
- Vier Laufrollen, davon zwei Lenkrollen mit Bremsen
- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Wiegen, Trieren und Hold-Funktion
- Vortara
- Body Mass Index (BMI)
- Mit Abschaltautomatik
- Netz- und Akkubetrieb
- Druckfunktion und PC Anschluss über RS232-Datenschnittstelle

Option:

- Stuhlwaage mit vier Lenkrollen M400660-01

Technische Daten

| | |
|----------------|----------------------|
| Höchstlast | 250 kg |
| Ziffernschritt | 100 g |
| Abmessung | 570 x 1.055 x 935 mm |
| Eigengewicht | 28 kg |