

## ADE Spezial Waagen für die Pathologie



## Elektronische Organwaage – Modell MP901600

- Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- Abwischbare Folientastatur
- Schutzhaube für Tastatur und Gehäuse
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Große Organschale 395 x 295 x 110 mm
- Unit-Funktion, kg/lbs umschaltbar
- Wiegen, Trieren
- Minusanzeige für Entnahmewägungen
- Netz- und Akkubetrieb: 230V Wechselstrom, Akku mit ca. 100h Betriebsdauer

### Technische Spezifikation

<b>Modell</b>	<b>MP901600</b>
Höchstlast	30 kg
Ziffenschritt	1 g
Abmessungen	535 x 330 x 241 mm
Eigengewicht	4,1 kg