

# PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen  
Elektronische Stuhlwaagen



Rückseite mit Anzeigerät

**M403660**

## Stuhlwaage

- Großes LCD-Display, 25 mm
- Automatische Nullstellung
- Tara- und Hold-Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen
- Body-Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- RS232 Schnittstelle
- 4 Lenkrollen
- schwenkbare Fußstützen
- gepolsterte Armlehnen
- Zweifaches Bremssystem

Leicht – und leicht zu handhaben

### Technische Daten

Höchstlast	250 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessung	570 x 1.055 x 935 mm
Eigengewicht	ca. 28 kg