

## Paramedizinische Waagen Elektronische Babywaagen



Optional mit digitaler  
Längenmessung M118600-01

## Babywaage

- Integrierte, sanft gewölbte und großzügige Babyschale zum sicheren Wiegen von Säuglingen und Kleinkindern im Sitzen
- Großes, beleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25mm
- Feine 5g-Teilung
- Wiegen, Trieren, Auto-Hold-Funktion
- Batteriestandsanzeige
- Automatische Nullstellung
- Automatische Abschaltung
- Netz- und Batteriebetrieb (4x AA)

### Option

- Mit digitalem Längenmesssystem (Modell M118600-01), Messbereich 400-800mm, Teilung 1mm

### Mit extra großer Wiegeschale

#### Technische Daten

Höchstlast	20 kg
Zifferschnitt	5 g
Abmessung	600 x 280 x 135 mm
Eigengewicht	3,2 kg
Wiegeschale	600 x 280 x 90 mm

# M118600