

ADE Spezial Elektronische Veterinärwaagen



MV304600 – Veterinärwaage

- Plattform aus stabilem Holz mit rutschfestem PVC-Bezug
- Großes LCD-Display mit blauer Hinterleuchtung
- Automatische Nullstellung
- Wiegen, Auto-Hold
- Tap-On-Start
- Batteriestandanzeige
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb (2x AAA)

Mit rutschfestem, pflegelichten Kunststoffbezug

Technische Spezifikation

Modell	MV304600
Höchstlast	100 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessungen	800 x 600 x 33 mm
Eigengewicht	4,3 kg