

ADE Spezial Elektronische Veterinärwaagen



Standardmäßig inkl. Silikonmatte

Veterinärwaage – Modell TWM100-200

- Komplett montierte Wägebrücke mit großem LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm, mit Hintergrundbeleuchtung
 - Abwischbare Folientastatur
 - Lackiertes Unterwerk in robuster Ausführung
 - Abnehmbare Wiegefläche aus rostfreiem Edelstahl
 - Inkl. passender Silikonmatte
 - Wandhalterung für das Anzeigegerät
 - Digitalanzeige im Aluminiumgehäuse
 - Wiegen, Trieren, Hold
 - Unit Funktion kg / lbs / oz / lb:oz umschaltbar
 - Überlastanzeige
 - Netzbetrieb (inkl. Netzteil)
 - Abschaltautomatik
- Optional:
- Akkubetrieb

Technische Spezifikation

Modell	TWM100-200
Art. Nr.	2879-200
Höchstlast	200 kg
Ziffersschritt	50 g
Abmessungen Wiegefläche (BxTxH)	900 x 500 x 80 mm
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	233 x 96 x 35 mm
Eigengewicht	12,5 kg
Stromversorgung	Netzbetrieb und optional Akkubetrieb

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.