

ADE Spezial Zubehör



MZ10028

Baby-Messstab

- Baby-Messstab aus Aluminium mit zwei klappbaren Messanschlügen
- Übersichtliche Skalenteilung
- Mit extra breitem Schieber
- Leichtes Verschieben für angenehme Nutzung
- Dreieckige Stellfüße für stabilen Stand

Für bequemes Messen am Wickeltisch

Technische Daten

Messbereich	100 - 1000 mm
Teilung	2 mm
Abmessung	1000 x 140 x 340 mm
Eigengewicht	700 g