

ADE Spezial
Zubehör

MZ10023

Teleskop-Messstab

Dreifach nutzbar durch Montage wahlweise an der Wand oder an der Waage:

- Zum Messen auf der Wiegeplattform (Montage an der Waage)
- Zum Messen am Boden (Montage an der Waage)
- Zum Messen bei Montage an der Wand
- Messeinheit: cm (MZ10023-1) oder cm+inch (MZ10023-2)

Dreifach neu, dreifach einfach -
der neue ADE Teleskop Messstab inkl. Montagesatz

Technische Daten

Messbereich	600 – 2.100 mm
Teilung	1 mm
Abmessung	93 x 35 x 35 mm
Eigengewicht	ca. 750 g

