

## ADE Spezial Zubehör



Optional:  
Tragetasche MZ10043



Zusammengelegt:  
Platzsparender  
Transport

## MZ10040

## Babymessbrett

- Ideal für den mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Zweiteiliges Messbrett zur einfachen Montage und Demontage: die zwei Teile können rasch zusammengesteckt und schnell wieder getrennt werden; dadurch Platz sparende Aufbewahrung und Transport
- Stabiler Kopfanschlag
- Sanft verschiebbarer Fußanschlag durch patentierten Klemm-Mechanismus am Brett fixiert
- Messschieber gleitet mühelos über das Messbrett und ermöglicht dadurch präzise Längenmessung
- Lasergravierte, langlebige Messskale mit 1 mm-Teilung
- Hautfreundliche Oberfläche
- Einfache Reinigung durch abwischbare Oberfläche

Optional: Passende Tragetasche MZ10043

### Technische Daten

Messbereich	100 – 1.000 mm
Teilung	1 mm
Abmessung	1260 x 280 x 90 mm
Eigengewicht	1,5 kg