



**ADE M400020-01**  
Báscula electrónica de silla  
con cuatro ruedas giratorias

La báscula de la silla es cómoda y práctica de usar. Los reposapiés y los reposabrazos giratorios permiten un cómodo acceso para entrar y salir de la silla. Las cuatro ruedas de dirección hacen que la báscula sea fácilmente maniobrable y segura gracias a los frenos de las ruedas traseras y delanteras. La tara y la función de retención ayudan a manejar a todos los pacientes. Funciona con baterías recargables o con la red eléctrica para poder utilizarla en cualquier lugar.

#### Especificaciones Técnicas:

Capacidad:	250 kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	420 x 480 mm / altura de la silla 530 mm
Funciones:	Puesta a cero automática, tara, tara previa y memoria, batería baja, indicación, apagado automático, retención, IMC, Interfaz RS232