



Básculas para bebés



Báscula mecánica con diseño clásico y fácil de utilizar. Proporciona resultados precisos a través de su indicador deslizante. Es útil para pesar diariamente bebés en clínicas, hospitales y centros de salud. Además, la bandeja que funciona como superficie de pesaje, es ligeramente curvada para mantener al bebé seguro. Se pueden deducir, gracias a la función de Tara, pesos adicionales tales como pañales y cobijas. Construcción Robusta, totalmente de acero y un mecanismo de pesaje de precisión.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad	16 kg
Graduación	5 g
Funciones	Puesta a cero manual y tara
Dimensiones	575 x 275 x 70 mm
Peso aproximado	5,8 kg
Dimensiones	575 x 300 x 200 mm

