

Bariatric, bed and lifter scales

0.0 kg



Para el uso de pacientes con movilidad restringida en unidades de cuidados intensivos y en unidades renales durante el tratamiento de diálisis. La cama puede ubicarse fácilmente sobre las 4 zapatas de pesaje con ayuda de las rampas integradas. La batería recargable permite retener los resultados aunque se produzca un corte de corriente no deseado. El carro central ofrece la función para almacenar las celdas cuando no está en uso y transporte de la báscula completa.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad: 500kg total / Peso máximo del paciente 300kg
División: 100 g
Dimensiones: 600 x 550 x 920 mm
Peso: 33 kg
Funciones: Puesta a cero automática, tara, pre tara, indicador de batería
baja, auto apagado, espera, BMI, interfaz RS232.

