

BÁSCULAS DE ADULTO

M32600-01

Báscula Electrónica de Columna

LÍNEA PROFESIONAL Y GRADO MÉDICO



Confiable y fácil
de usar



Experiencia y conocimiento
técnico



Certificada
ISO 13485 93/42/CEE
CE0044 IEC60601-1



- ▶ **Precisa y perfecta para el ámbito médico**
Ideal para todos los campos médicos, proporcionando una solución confiable, precisa y resistente.
- ▶ **Lectura a la altura de los ojos**
Para una fácil lectura pantalla es elevada al alcance del médico o el paciente.
- ▶ **Funciones avanzadas**
IMC (BMI), Auto-hold, hold, pesaje madre-hijo y rotación de pantalla.
- ▶ **Ingeniería y diseño en Alemania**
Construcción estable y materiales de alta calidad. Burbuja de agua y patas ajustables

Especificaciones Técnicas

Capacidad	250 kg
División	50g<50kg>100 g
Unidades	kg lbs
Dimensiones (ancho x largo x alto) Peso	350 x 450 x 920 mm 7,7 kg
Fuente de energía	4 baterías AA (incluidas) mín. 6000 ciclos de pesaje
Funciones	IMC, madre-hijo, hold, tara, auto-off, rotación pantalla
Accesorios opcionales	Tallímetro MZ10023-01, Barra MZ320600- 2
Material	ABS de alta calidad



La báscula que cubre todas tus necesidades

Cuenta con una plataforma amplia, sólida y antideslizante. Ofrece en una vista todos los resultados de peso, talla e IMC, que junto a las funciones de hold, Auto-hold y función madre-hijo, proporcionan resultados del estado nutricional de los pacientes de forma clara y rápida. La pantalla permite girar los dígitos hacia el paciente o para la lectura del médico. Incluye dos ruedas de transporte que aseguran una fácil movilidad

Facilidad de uso y diseño ergonómico

Es muy económica en el uso y se opera con el adaptador internacional y/o 4 baterías AAA incluidos sin costo adicional. Cualquier persona puede armar el equipo, gracias a que se incluye todo lo necesario. El diseño ergonómico de la pantalla facilita un agarre seguro durante el movimiento, asegurando una larga vida útil del equipo. Ofrecemos como accesorios: una barra de sujeción y el tallímetro. Ingeniería y diseño en Alemania. Manufacturada en China. Garantía 2 años

