Báscula mecánica para bebés y niños pequeños M108800







Báscula para bebés y niños pequeños de uso rápido con una clara indicación del peso mediante dos agujas resaltadas en color rojo, ubicadas en la pantalla redonda de lectura mecánica. Es robusta y fácil de manejar con una base metálica y un mecanismo de pesaje apropiado para uso general, así como para contextos rurales y trabajadores del campo. Gracias a que está equipada con una bandeja extraible, pueden pesarse bebes acostados y niños pequeños de pie de hasta 20 kg.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad: 20 kg
Graduación: 50 g < 10 kg > 100 g
Funciones: puesta a cero manual
Dimensiones superficie de pesaje 550 x 265 x 80 mm
Dimensiones totales: 568 x 259 x 343 mm
Peso Aproximado.: 4,8 kg