



Esta amplia báscula de plataforma tiene espacio para pacientes más grandes u obesos y admite pesos de hasta 300 kg con una precisión de 100 g. La función de IMC integrada proporciona resultados rápidos sobre el estado nutricional del paciente. Con la función de pre tara cualquier peso adicional puede ser automáticamente deducido como un pequeño taburete. Puede ser operada por vía eléctrica con adaptador a corriente o baterías recargables incluidas. Se han fijado dos ruedas laterales para su movilidad.

#### Especificaciones Técnicas

Capacidad:	300 kg
Graduación:	100 g
Funciones:	Tara & pre-tara, hold, ajuste automático a cero, indicador de batería baja, apagado automático, IMC, unidades kg/lb, interfaz RS-232
Dimensiones:	520 x 520 x 1135 mm
Peso:	18,5 kg
Plataforma:	520 x 520 mm