



Báscula de plataforma baja con barandilla estable para mayor estabilidad y comodidad del paciente. La báscula admite pesos de hasta 300 kg y ofrece apoyo a pacientes con minusvalías. Dos ruedas permiten transportar fácilmente la unidad. Funciona con la red eléctrica y con pilas recargables.

Especificaciones técnicas

Capacidad:	300 kg
Graduación:	100 g
Funciones:	Tara & pre-tara, hold, ajuste automático a cero, indicador de batería baja, desconexión automática, IMC, unidades kg/lbs, Interfase RS-232
Dimensiones:	520 x 520 x 1245 mm
Peso:	18,5 kg
Tamaño de la plataforma:	520 x 520 mm