



Báscula de plataforma baja con una rampa para un cómodo acceso. La pantalla LCD remota por cable con retroiluminación azul muestra el peso con claridad y puede montarse en la pared con el soporte suministrado. Dos ruedas y un asa permiten un transporte rápido. Funciona con la red eléctrica y con pilas recargables, lo que permite utilizar la báscula en cualquier lugar. Ofrecemos una segunda rampa como accesorio opcional MZ30010.

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	300 kg
División:	100 g
Dimensiones:	915 x 800 x 44 mm
Peso:	22 kg
Tamaño de plataforma:	800 x 800 mm
Funciones:	Tara, pre-tara, indicador de batería baja, Desconexión automática, hold, IMC, interfase RS232, unidades en kg/lb, ajuste automático a cero.