



Ideal para medir la longitud de bebés y niños pequeños de manera portátil. Gracias a su peso ligero y material flexible podrá utilizarlo de manera vertical y horizontal. Incluye dos orificios para colgar a pared, también puede ubicarlo sobre una superficie o mesa de trabajo. En la parte inferior y superior tiene dos soportes que guían la ubicación correcta de los pies y la cabeza del infante. El limite inferior puede deslizarse a través de la estera, señalando el tamaño de acuerdo con la escala de medida. Esta hecha en cuero (piel) que es un material higiénico, resistente y fácil de limpiar.

Especificaciones Técnicas

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Rango de medición | 100-990mm |
| Graduación | 5mm |
| Dimensiones (abierto) | 1200 x 300 x 120 mm |
| Dimensiones (cerrado) | 130 x 300 x 120 mm |
| Peso | aprox. 516 g |

