

Balanza electrónica personal con tallímetro M320000-01 CE aprobación clase III

ADE



La elección perfecta para el uso médico en todos los campos. La resistente balanza electrónica de columna tiene una plataforma resistente con un bajo nivel antideslizante. Las ruedas de transporte aseguran una fácil movilidad, vista al frente de indicador BMI, Auto-Hold y función madre-hijo, dando resultados del estado nutricional de los pacientes de una forma clara y rápida. La pantalla giratoria permite una fácil lectura tanto del paciente como del lado del usuario. La balanza opera con adaptador y/o 4 baterías incluidas sin costo adicional. El armado de la balanza es rápido y seguro. Compuesta por solo dos partes que se ensamblan con un solo tornillo especial, también incluido. Puede ser adherido un tallímetro telescópico como opción.

Especificaciones Técnicas:

Funciones: Tara, captura de peso, puesta a cero automática
Display giratorio, indicador de baja batería,
Apagado automático, IMC, kg, función madre hijo.

Capacidad y división: 250kg 50 g / 100g

Dimensiones y peso: 450x350 x920mm 7,7kg

