


2332 PWN5 Báscula de pañales



Báscula para pañales con plataforma higiénica de acero inoxidable y laterales ligeramente elevados. Resistente al agua según IP67. La función de tara permite restar el peso de envases pequeños. Funciona con un juego integrado de baterías recargables y red eléctrica.

Technical specification:

Capacidad: 5 kg
Graduación: 1 g
Dimensiones: 244 x 187 x 54 mm
Peso: 1,8 kg

Funciones: Tara, ajuste a cero automático, indicador de baja batería.