

Básculas para bebés



Báscula electrónica colgante para bebés - pequeño y práctico dispositivo de acero y gancho para pesar con la ayuda de unos pantalones o cabestrillo. Adecuada para pesar bebés de hasta 20 kg con una precisión de 20 g. Es ideal para visitas domiciliarias, médicos rurales y proyectos de ayuda internacional, ya que puede transportarse con facilidad.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	20 kg
Graduación	20 g
Funciones:	Tara, Cambio unidad, ajuste a cero, Indicador de baja batería, apagado automático
Dimensiones	55 x 22 x 100 mm
Opcional:	Cabestrillo tipo tela MZ111600-002

