



Basculas de columna y suelo



Práctica balanza de suelo para uso profesional y de alta resistencia. Su diseño se destaca por contar con una columna funcional que sostiene la pantalla. Los resultados pueden consultarse fácilmente gracias a la nitidez y tamaño de la pantalla LCD. Cuenta con la función de inicio fácil de un solo toque y captura del peso (Hold) para un pesaje rápido y preciso. La plataforma es resistente, de tamaño adecuado y confortable que se complementa con las funciones de cálculo de índice de masa corporal (IMC) y pesaje madre e hijo. El display puede girarse permitiendo que los resultados puedan ser leídos por el personal médico o los pacientes. La balanza opera a baterías y conector a corriente, incluidos sin costo adicional.

Especificaciones Técnicas:

Funciones: Tara, espera, puesta a cero automáticas, display giratorio, indicador de batería baja, botón de auto apagado, IMC, Kg/lb, función madre/hijo.

Capacidad y graduación: 250kg. 50g < 50 kg > 100g

Dimensiones y peso: 450 x 350 x 920 mm 7,7kg

