



Un superventas en todo el mundo ya que es precisa y su plataforma de pesaje es extragrande y antideslizante. Incluso pacientes de tallas grandes o con poca estabilidad pueden sentirse seguros y cómodos al subir a pesarse. La capacidad es de 160 kg con graduación de 500 gr. Olvide además los costos adicionales de baterías o energía eléctrica. Siempre podrá ajustarla a cero (calibración) con el fin de obtener registros confiables La pantalla también contrasta con el tamaño de la plataforma y la escala de gran tamaño, perfecta para uso en consultas médicas, ancianatos, droguerías y gimnasios.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad	160 kg
Graduación	500 g
Funciones	Puesta a cero manual y tara
Dimensiones	320 x 360 mm
Peso aproximado	3,9 kg