



Báscula de plataforma de bajo nivel con una rampa para facilitar el acceso. Una pantalla remota por cable muestra el peso claramente y se puede montar en la pared. Dos ruedas y un asa permiten un transporte rápido. Alimentado por red y baterías recargables, que permite utilizar la báscula en cualquier lugar. Puede equiparse de manera opcional con una columna que sostiene la pantalla a la altura de los ojos o una rampa de acceso extra. Se puede adquirir una segunda rampa como accesorio opcional ref. MZ30010.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad:	300 kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	915 x 800 x 44 mm
Peso	22 kg
Tamaño plataforma:	800 x 800 mm
Funciones:	Ajuste a cero automático, tara, pre-tara, indicador de batería baja, Apagado automático, captura de resultado, IMC, Interface RS232,
Unidades:	kg/ lb
Opcional:	MZ30010- segunda rampa