



La báscula ADE M703600 se suministra con dos ganchos de acero de seguridad que le permiten integrar una amplia gama de sistemas elevadores para pacientes. Gracias a su carcasa de aluminio la báscula es resistente contra impactos y corrosión. La alimentación proviene de baterías para un funcionamiento independiente de la red de larga duración.

Especificaciones técnicas

Capacidad:	300 kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	81 x 265 x 46 mm
Funciones:	Ajuste de cero automático, tara, indicador de baja batería, Auto apagado y hold.