



La báscula ideal para su mascota en casa o en la consulta del veterinario para un control de peso rápido y sin esfuerzo. La plataforma de madera de múltiples capas está recubierta con un revestimiento de PVC antideslizante para una limpieza fácil y un uso seguro y cómodo. Con su peso de poco más de 4 kg, la báscula puede transportarse sin esfuerzo. Una función de encendido rápido y fácil de usar permite poner en marcha la báscula con el pie o mediante un ligero toque mientras se sostiene a la mascota en brazos. La gran pantalla LCD retroiluminada en azul se lee con claridad y rapidez incluso en condiciones de poca luz, con un consumo de energía mínimo. Tras su uso, la báscula se apaga automáticamente.

#### Especificaciones Técnicas:

Capacidad: 100 kg  
División: 100 g  
Dimensiones: 800 x 600 x 33 mm  
Peso: 4,3kg  
Funciones: Puesta a cero automática,  
indicación de batería baja,  
apagado automatico,  
encendido al toque  
Alimentación eléctrica: 2 pilas alcalinas AA

