

Medidor de altura telescópico

MZ10023-3

ADE



Medidor de altura telescópico para ser amurado a la pared. El posicionador del pie garantiza la correcta colocación del paciente para una medición precisa. El rango de medición es de 60-2100 mm cubre el largo de niños hasta adultos. Una pieza plegable para la cabeza completa esta unidad.

Especificaciones Técnicas:

| | |
|------------------|------------------|
| Rango de medida: | 60-2100 mm |
| Graduación: | 1 mm |
| Dimensiones: | 93 x 435 x 35 mm |
| Peso aproximado: | 1,0 kg |