



Cinta de medición de altura para montaje en la pared. Su diseño compacto ahorra espacio y permite una fácil instalación gracias a un resistente soporte de pared y tres tornillos incluidos en el envío. Este dispositivo ligero y eficiente mide la altura de los pacientes hasta 2100 mm. La lectura se realiza con precisión a través de la línea indicadora en la ventana de visualización, ubicada en la pieza principal móvil. Además, cuenta con un práctico tope de cabeza que facilita el proceso y asegura la posición correcta del paciente.

**Especificaciones Técnicas:**

Rango de medida	0-2100 mm
Graduación	1 mm
Dimensiones	140 x 35 x 130 mm
Peso aproximado	180 g