

El ser humano es nuestra medida. Desde el primer momento.
Báscula de bebé digital



M118600 / -01

Dedicada a la salud **ADE**

Comodidad de pesaje para niños prematuros, bebés y niños pequeños – también con sistema de medición de longitud

Escuchamos y vigilamos muy de cerca cuando se trata de las necesidades de los pacientes más pequeños y de los usuarios de nuestras básculas. Esto nos permite transmitir a nuestros diseñadores de productos e ingenieros de pesaje, la experiencia práctica de los médicos, el personal de enfermería y los padres.

El resultado reúne funciones bien pensadas con un diseño estable, seguro y adecuado para los niños: Básculas para bebés y niños pequeños precisas, fiables y fáciles de utilizar en consultas y salas de maternidad, hospitales infantiles y unidades de cuidados intensivos.



M118600



M118600-01



Para ver el video del producto: ¡haga clic aquí!

En el foco: **Probado en la práctica**

ZERO
TARA

PUESTA A CERO AUTOMÁTICA

Sin necesidad de que el usuario intervenga, la balanza encuentra automáticamente el punto cero cada vez que se enciende y está inmediatamente lista para el pesaje.

TARA

Es conveniente restar automáticamente del resultado de la pesada los pesos y elementos adicionales, como un pañal o una blonda.

HOLD

FUNCIÓN DE REPESAJE

Segundas pesadas o comprobaciones con sólo pulsar un botón, sin tener que levantar al niño de la báscula.

FUNCIÓN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA

El resultado de peso se mantiene en pantalla mientras el profesional atiende al paciente y puede anotar el valor tranquilamente.



INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

El indicador del nivel de carga garantiza la sustitución oportuna de la batería y, por tanto, un pesaje fiable.

ON
OFF

APAGADO AUTOMÁTICO

Gracias a su función de desconexión automática, la balanza ahorra por sí sola energía en tiempos de inactividad.

M118600 / -01

Dedicada a la salud

ADE



Funciones sofisticadas



RANGO

Hasta 20 kg de carga máxima, estos modelos determinan pesos precisos: con una graduación extremadamente fina de 5 g.

ECONÓMICA Y MÓVIL

Las básculas ofrecen toda su gama de funciones no sólo en funcionamiento con la red eléctrica, sino también en funcionamiento con batería. Con 4 pilas (AA) se suministra energía al equipo para hasta 4.000 pesajes, incluyendo el encendido y apagado.

CONFIGURACIÓN DEL USUARIO

Amplia selección de ajustes individuales de puesta en marcha, como tiempos de apagado, encendido o desactivación de funciones (por ejemplo, retención automática).

M118600 / -01

Dedicada a la salud **ADE**

Las especificaciones técnicas

- Capacidad 20 kg
- Graduación 5 g
- Pantalla iluminada
- Puesta a cero automática
- Función de tara
- Función de retención y retención automática
- Indicador de nivel de batería
- Apagado automático
- Funcionamiento con pilas (4 pilas AA incluidas)
- Unidades: kg/lbs, cm/in
- Funcionamiento en red (230V) opcional
- Programa de configuración personalizable
- Programa de ajuste interno para una rápida recalibración

Modelo M118600-01

- Medición de longitud integrada

M118600 / -01



La pantalla

- Pantalla LCD retroiluminada para leer en un entorno oscuro
- Gran pantalla de alto contraste
- Robusto teclado de membrana, clase de protección IP20
- Funcionamiento intuitivo mediante teclas táctiles



M118600 / -01

Dedicada a la salud **ADE**

ADE M118600



AMPLIA SUPERFICIE DE PESAJE
con una bandeja de forma suave
para mayor seguridad



ESTRUCTURA ERGONÓMICA
sin esquinas ni bordes afilados



PESO PROPIO LIGERO
a partir de 3,2 kg

ADE M118600



PESAJE DE BEBÉS O
NIÑOS PEQUEÑOS
acostado o
sentado

SUPERFICIE DE PESAJE
sin ranuras para facilitar
la limpieza



PESAJE SIN PROBLEMAS
incluso cuando se sujeta el
borde de la superficie
de pesaje

Dedicada a la salud **ADE**

ADE M118600-01

con función de medición de longitud integrada

POSICIÓN LIBRE DEL NIÑO
en la superficie de pesaje



DOS BRAZOS DE MEDICIÓN
para la visualización simultánea de longitud

Dedicada a la salud **ADE**

ADE M118600-01

ALINEACIÓN AUTONOMA
de los dos brazos de medición



CAMBIO FÁCIL
Entre las funciones de pesaje
y medición de longitud



Rango de medición de 400 a 800 mm de longitud

Dedicada a la salud **ADE**

Los pequeños. Una gran tarea.

Sus necesidades y seguridad son primordiales en el tratamiento y cuidado de bebés. Para que los bebés se sientan cómodos en situaciones desconocidas, como ser pesados y medidos, necesitan un entorno de confianza.

Por eso damos gran importancia a materiales de alta calidad, un diseño agradable, estabilidad y un manejo rápido y sencillo.



M118600 / -01

Dedicada a la salud **ADE**

Nuestro compromiso de calidad

Ofrecemos a nuestros clientes el más alto nivel de calidad. Para ello, ADE Germany GmbH pone en práctica un sistema de gestión de calidad integrado, que ha sido certificado por TÜV NORD CERT GmbH, conforme a las siguientes normas:

- DIN EN ISO 9001, Gestión de calidad
- DIN EN ISO 13485, Sistemas de gestión de calidad para productos médicos
- Conforme a la normativa MDD 93/42/EEC





Asesoramiento y contacto

+ 49 40 432 776-0

medical@ade-germany.de

ADE Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 15
D-22143 Hamburg – Germany
ade-germany.de

M118600 / -01

Dedicada a la salud **ADE**