



## Basculas de columna y suelo



Es la báscula mecánica por excelencia de toda institución médica tradicional y un producto estrella alrededor del mundo sinónimo de precisión, resistencia y calidad. Sus terminados han sido minuciosamente diseñados para ofrecer una versión más completa. Cuenta con dos ruedas de transporte, tallímetro y barra con lectura del lado del paciente y del especialista. Está construida en hierro fundido y acero, resistente a tráfico pesado y equipada con un sistema de palancas en hierro que garantiza una larga vida útil y estabilidad en el uso. Incluye un protector para la superficie de pesaje y sistema de seguridad para el transporte que evita el desajuste.

### Especificaciones Técnico:

Capacidad:	200 kg
Graduación:	100 g
Dimensiones:	280 x 560 x 1470 mm
Peso:	15 kg
Tamaño:	275 x 375 mm
Rango del tallímetro:	60 – 210 cm graduación: 1 mm



## Basculas de columna y suelo



### Tolerancia de error permitidas:

- Peso de prueba de 20 kg – Tolerancia de error: +/- 50 g o mejor
- Peso de prueba de 50 kg – Tolerancia de error: +/- 100 g o mejor
- Peso de prueba de 100 kg – Tolerancia de error: +/- 200 g o mejor
- Peso de prueba de 150 kg – Tolerancia de error: +/- 300 g o mejor