

# PRODUKTINFORMATION



Klasse III, geeichte Medizinische  
Waagen  
Elektronische Babywaagen



M101000-01

## Baby-/Kleinkinderwaage

- Großes LCD-Display, 25 mm
- Sichere, leicht abnehmbare Wiegefläche
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Netz und Batteriebetrieb (6x AA)
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Optional: Passende Tragetasche (MZ10060)

Das Multitalent für Krankenhäuser – Klasse III  
geeicht

Technische Daten	
Modell	M101000-01
Höchstlast	20 kg
Zifferschritt	5g<10kg>10g
Abmessung	560 x 350 x 130 mm
Eigengewicht	3,4 kg
Wiegefläche	560 x 280 x 95 mm