

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen
Elektronische Rollstuhl- und Multifunktionswaagen



M501020

Elektronische Rollstuhlwaage – Serie M501020

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Wiegen, Trieren und Hold-Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen (z. B. für verschiedene Rollstühle)
- Body Mass Index (BMI)
- Datenschnittstelle RS232 für Drucker- und PC-Anschluss
- Robuste Ausführung dank stabiler Stahlkonstruktion
- Hochkant lagerbar
- Zwei Transporträder und zwei Handgriffe für müheloses Verschieben
- Abschaltautomatik
- Netz- und Akkubetrieb
- Inklusive zwei integrierten Auf- und Abfahrampen

Technische Daten

Höchstlast	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessung (BxTxH)	1070 x 1050 x 70 mm
Eigengewicht	45 kg
Wiegefläche	800 x 800 mm