

PRODUKTINFORMATION

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen
Elektronische Rollstuhl- und Multifunktionswaagen



Optional: Zweite Auf- und Abfahrrampe MZ30010



M500020-02 mit Klapstativ

M500020

Elektronische Rollstuhlwaage – Serie M500020

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
 - Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
 - Automatische Nullstellung und Funktionstest
 - Wiegen, Trieren und Hold-Funktion
 - Vortara mit 10 Speicherplätzen (z. B. für verschiedene Rollstühle)
 - Body Mass Index (BMI)
 - Datenschnittstelle RS 232 für Drucker- und PC-Anschluss
 - Hochkant lagerbar
 - Zwei Transporträder und ein Handgriff für müheloses Verschieben
 - Abschaltautomatik
 - Netz- und Akkubetrieb
 - Inklusive einer Auf- und Abfahrrampe
- Option**
- Zweite Auf- und Abfahrrampe MZ30010

Technische Daten

Modell	M500020	M500020-02
Höchstlast		300 kg
Ziffernschritt		100 g
Wiegefläche		800 x 800 mm
Abmessungen (mm)	915 x 800 x 44	915 x 800 x 900
Eigengewicht	22 kg	27 kg