

PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen
Elektronische Personenwaagen



Optional:
Passende Tragetasche MZ10062

M320600

Personenwaage mit extra großer Plattform

- Ideal für den täglichen Einsatz zur Gewichtskontrolle
- Extra große und komfortable Wiegeplattform
- Perspektivwechsel der Anzeige auf Knopfdruck
- Gewicht, Größe und BMI auf einen Blick
- Wiegen, Trieren, ein- und ausschaltbare Auto-Hold-Funktion
- BMI-Funktion
- Mutter-Kind-Funktion
- Automatische Nullstellung
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb (4x AA)

Option:

- Netzbetrieb (Netzteil H2870-006)

Technische Daten

Höchstlast	250 kg
Zifferschnitt	50 g < 50 kg > 100 g
Abmessung	380 x 305 x 44 mm
Wiegefläche	380 x 305 mm
Eigengewicht	3,8 kg