

# PRODUKTINFORMATION

# ADE

## Paramedizinische Waagen Elektronische Rollstuhlwaagen



Option: Mit zweiter Rampe



M500660-01 mit Klappstativ

## Rollstuhlwaage

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Unit- Funktion, kg/lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung
- Tara- und Hold- Funktion
- Pre-Tara
- Body-Mass-Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- RS232-Schnittstelle
- Hochkant lagerbar
- Inklusive einer Rampe

Optionen:

- Mit zweiter Rampe (MZ30010)
- Mit klappbarer Säule (M500660-01)

M500660  
M500660-01

### Technische Daten

Modell	M500660	M500660-01
Höchstlast		300 kg
Zifferschritt		100 g
Wiegefläche		800 x 800 mm
Abmessungen	915 x 800 x 44 mm	915 x 800 x 915 mm
Eigengewicht	22 kg	27 kg