

# PRODUKTINFORMATION

## Paramedizinische Waagen Elektronische Personenwaagen



Optional mit  
Längenmessstab MZ10023-1



Detail:  
Anzeige- und Bedieneinheit

**M320600-01**

## Säulenwaage mit extra großer Plattform

- Ideal für den täglichen Einsatz zur Gewichtskontrolle
- Extra breite, flache und rutschfeste Wiegefläche mit einer Höchstlast von 250kg auch für gewichtige Patienten geeignet
- Integrierte Transportrollen für müheloses Verschieben
- Großes LCD-Display mit Perspektivenwechsel der Displayanzeige auf Knopfdruck (Patienten- und Arztperspektive) Gewicht, Größe und BMI auf einen Blick
- Wiegen, Trieren, Hold, BMI
- Mutter-Kind-Funktion ermöglicht das Wiegen eines Kindes in den Armen eines Elternteils
- Automatische Nullstellung
- Automatische Abschaltung
- Netz- und Batteriebetrieb (4x AA)

Option:

- Längenmessstab MZ10023-1 (Nachrüstung durch Anwender möglich)

### Technische Daten

Höchstlast	250 kg
Zifferschritt	50 g < 50 kg > 100 g
Abmessung	350 x 450 x 920 mm
Wiegefläche	350 x 450 mm
Eigengewicht	7,7 kg