

Paramedizinische Waagen Elektronische Personenwaagen



M316600

Elektronische Personenwaage M316600

- Elektronische Personenwaage mit rutschfestem Noppenbelag
- Deutlich ablesbares Display mit großen roten Ziffern
- Wiegen, Trieren, Hold, automatische Nullstellung
- Step-on- / Tap-on-Startautomatik
- Batteriestandsanzeige
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb (4x AAA)

Mindestabnahmemenge: 4 Stück

Technische Daten

Höchstlast	200 kg
Zifferschnitt	50 g
Abmessung	338 x 340 x 36 mm
Eigengewicht	1,6 kg
Wiegefläche	338 x 340 mm