



Die ideale Waage für Ihr Haustier zu Hause oder in der Tierarztpraxis zur schnellen und mühelosen Gewichtskontrolle. Die Multiplex-Schichtholzplattform ist mit einem rutschfesten PVC-Belag für eine einfache Reinigung, sichere und komfortable Nutzung bedeckt. Mit einem Gewicht von knapp über 4 kg lässt sich die Waage mühelos tragen. Eine einfach zu bedienende, schnell reagierende Tap-On-Funktion ermöglicht das Starten der Waage per Fuß oder durch leichte Berührung, während Sie ein Haustier im Arm halten. Das große LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung ist auch bei schwachem Licht bei minimalem Stromverbrauch klar und schnell ablesbar. Eine schnell ansprechende Auto-Hold-Funktion hilft dabei, das Gewicht zu ermitteln, welches abgelesen werden kann, nachdem das Tier die Waage verlassen hat. Nach Gebrauch schaltet sich die Waage automatisch ab.

Technische Daten:

- Tragkraft: 100 kg
- Teilung: 100 g
- Abmessungen: 800 x 600 x 33 mm
- Gewicht: 4,3kg
- Funktionen: Automatische Nullstellung, Auto-Hold, Tap on Start, Abschaltautomatik.
- Batterien: 2 x AAA-Batterien

